

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PORTA AGUJAS BARRAQUER DELICADO RECTO CON CIERRE

REFERENCIA: K6-3500

MARCA: KATENA



Descripción: Porta agujas Barraquer delicado, recto con cierre, para suturar. Destinado para microcirugías de glaucoma.

Medidas: 133mm de longitud, hoja de agarre de 10mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de febrero del 2016, rev.1

