

PORTA AGUJAS BARRAQUER DELICADO CURVO

REFERENCIA: K6-3520 CON CIERRE

K6-3530 SIN CIERRE

MARCA: KATENA



Descripción: Porta agujas Barraquer curvo para cirugía oftálmica. Con puntas muy delicadas, con cierre (K6-3520) y sin cierre (K6-3530).

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Longitud total: 132mm.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 24 de abril del 2015, Rev.1.