

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PORTA AGUJAS ANIS MUY DELICADO CURVO SIN CIERRE
REFERENCIA: K6-3753

MARCA: KATENA



Descripción: Porta agujas Anis sin cierre, con puntas muy delicadas, curvas, para sutura 10-0.

Material: Acero Inoxidable. Grado Medico.

Longitud total: 123mm

Presentación: caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de Junio del 2015, rev.2

