

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PORTA AGUJAS KATENA MUY DELICADO CURVO

REFERENCIA: K6-3820 con cierre
K6-3830 sin cierre

MARCA: KATENA



Descripción: Porta agujas con puntas extradelicadas, curvas.

La referencia K6-3820 es con cierre y la referencia K6-3830 sin cierre.

Medidas: Longitud total 12,5 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de junio del 2015, rev.2