


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

SACABOCADOS KERRISON ABERTURA 9mm ANCHO 3mm

REFERENCIA: K7-1800

MARCA: KATENA



Descripción: Sacabocados Kerrison, instrumental diseñado para extracciones de hueso en cirugía lacrimal.

Medidas: Abertura de 9 mm y 3 mm de ancho.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 29 de mayo del 2017, rev.1