

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

SACABOCADOS KERRISON ABERTURA 9mm ANCHO 3,5mm

REFERENCIA: K7-1801
MARCA: KATENA



Descripción: Sacabocados Kerrison, instrumental diseñado para extracciones de hueso en cirugía lacrimal.

Medidas: Abertura de 9 mm y 3,5 mm de ancho.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de junio del 2015, rev.2