

SACABOCADOS CITELLI PEQUEÑO

REFERENCIA: K7-1805
MARCA: KATENA



Descripción: Sacabocados Citelli pequeño.

Medidas: 80 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico . Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 26 de Mayo de 2016, Rev.1.