

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## ESPÉCULO NASAL

REFERENCIA:	K7-1820	bebé
	K7-1821	niño
	K7-1822	adulto
MARCA:	KATENA	



Descripción: Espéculo nasal diseñado para realizar exámenes, procedimientos diagnósticos y terapéuticos de la cavidad nasal.

Medidas de la punta:

	K7-1820 (bebé)	K7-1821 (niño)	K7-1822 (adulto)
X (mm)	18	23	28,5
Y (mm)	5	5	6
Z (mm)	9	15	16,5

El mango es el mismo para las tres referencias.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 30 de junio del 2015, rev.2*