


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ELEVADOR PERIOSTEAL FREER ROMO+SEMIAFILADO

REFERENCIAS: K7-1830
MARCA: KATENA



Descripción: Periostótomo con dos puntas distintas, una hoja roma y la otra semiafilada, diseñado para un mayor manejo en las intervenciones quirúrgicas.

Medidas: Ancho de las hojas 4,5mm, longitud total del instrumento 190, 5mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de junio del 2015, rev.2

