

ELEVADOR PERIOSTEAL JOSEPH CURVO

REFERENCIA: K7-1835

MARCA: KATENA



Descripción: Elevador periosteal ligeramente curvo, para cirugía orbital.

Medidas: 110 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 28 de Junio de 2016, Rev. 1.