

CINCEL LACRIMAL FREER CURVO

REFERENCIA: K7-1845

MARCA: KATENA



Descripción: cincel de forma curva, indicado para cirugía lacrimal.

Medidas: 93,75 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 11 de octubre de 2016, Rev.1.