

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

MAZO

REFERENCIA: K7-1860

MARCA: KATENA



Descripción: Mazo de acero inoxidable

Fabricada en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Medidas: Longitud total: 19,0 cm.
Longitud de la maza: 3,8 cm
Diámetro de la maza: 2,5 mm
Peso total: 300 g

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de junio del 2015, rev. 2