

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

DILATADOR LACRIMAL INFANTIL

REFERENCIA: K7-2300

MARCA: KATENA



Descripción: Dilatador lacrimal para uso pediátrico. Con punta roma muy fina. Reutilizable.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Medida: 8 cm.

Presentación: Unitaria.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de junio de 2015, rev. 2