

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## DILATADOR LACRIMAL WILDER

REFERENCIA: K7-2110

MARCA: KATENA



Descripción: Dilatador lacrimal Wilder. Medida 1, fino.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 30 de junio de 2015, rev. 2*

