

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## DILATADOR LACRIMAL CASTROVIEJO

REFERENCIA: K7-2300

MARCA: KATENA



Descripción: Dilatador lacrimal de Castroviejo con dos puntas terminadas en cono, una fina y la otra media.

Reutilizable.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Medida: 14 cm.

Presentación: Unitaria.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 30 de junio de 2015, rev. 2*

