


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

SONDA LACRIMAL BOWMAN SET 6 MEDIDAS

REFERENCIA: **K7-2500**

MARCA: **KATENA**



Descripción: Conjunto compuesto por 6 sonda lacrimales de medidas distintas, fabricadas en acero inoxidable maleable.

La referencia K7-2500 incluye las siguientes sondas lacrimales:

K7-2510	tamaño 0000 y 000
K7-2520	tamaño 00 y 0
K7-2530	tamaño 1 y 2
K7-2540	tamaño 3 y 4
K7-2550	tamaño 5 y 6
K7-2560	tamaño 7 y 8

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de junio de 2015, rev.2

