

SONDA LACRIMAL PIGTAIL CON ABERTURAS PARA SUTURA

REFERENCIA: K7-2900

MARCA: KATENA



Descripción: Sonda lacrimal Pigtail con aberturas para suturar en los dos extremos.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 16 de enero del 2015, Rev.2