


CÁNULA INYECCIÓN AIRE PUNTA PLANA ABOVEDADA 27G

REFERENCIA: K7-3590

MARCA: KATENA



Descripción: Cánula de inyección de aire para Queratoplastia Laminar Anterior Profunda (DALK). Punta aplanada y abovedada.

Medidas: 27 G de calibre, longitud del puerto 0,20 mm. Longitud total de la cánula 21 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de Noviembre del 2016, rev. 1