

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CÁNULA I/A SIMCOE STANDARD CURVADA

REFERENCIA: K7-4300
MARCA: KATENA



Descripción: Cánula de irrigación/aspiración de 15 mm de longitud. Aspiración a través del puerto de aspiración de 0,3 mm. Irrigación a través de la cánula de 23Ga.

También disponible la versión estéril desechable ref. K20-3190

Presentación: Caja de 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 6 de julio del 2015, rev.2