

CÁNULA PULIDORA DE CÁPSULA MICS TEXTURA FINA 23G

REFERENCIA: K7-4890

MARCA: KATENA



Descripción: Cánula pulidora de cápsula MICS 23Ga de textura fina, indicada para eliminar todo los residuos del córtex y materiales celulares de la cápsula. Cánula de diseñada para pulir todas las zonas de la cápsula a través de micro incisión. Permite al cirujano manipular delicadamente las superficies del fondo del saco capsular, de la parte anterior y de la posterior.

Medidas: Punta en forma de disco de 1,25mm (diámetro) x 0,9mm (grosor) con puerto de 0,5mm en la cara posterior.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de febrero del 2015, Rev.1.