

IRRIGADOR DE CAMARA ANTERIOR BISHOP-HARMON 19G

REFERENCIA: K7-5000
MARCA: KATENA



Descripción: Irrigador cámara anterior Bishop-Harmon. Para cirugía de glaucoma. Incluye cánula angulada de calibre 19G, el adaptador, y la botella de silicona azul.

Medidas: Botella 50mm, adaptador 9mm y cánula 34mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico y silicona. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 22 de diciembre de 2015, Rev.1.