

BOTELLA DE SILICONA+ADAPTADOR IRRIGADOR BISHOP-HARMON

REFERENCIA: K7-5005
MARCA: KATENA



Descripción: Botella de silicona azul y adaptador Bishop-Harmon. Para cirugía de glaucoma.

Medidas: Botella 50mm y adaptador 9mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico y silicona. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 22 de diciembre de 2015, Rev.1.