


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PUNTA DE ASPIRACION

REFERENCIA: K7-58XX

MARCA: KATENA



Descripción: Punta de aspiración diseñada para mejorar el acceso a todos los puntos de la cápsula durante la eliminación del núcleo y su posterior limpieza. Diseño ergonómico para la mano, con conector macho y puerto de aspiración encarado a la curva.

Medidas:

Referencia	Tamaño	Puerto
K7-5804	23Ga	0,3 mm
K7-5805	23 Ga	0,3 mm, punta con relieve
K7-5810	21Ga	0,35 mm
K7-5811	21Ga	0,35 mm, punta con relieve
K7-5814	21Ga	0,4 mm
K7-5815	21Ga	0,4 mm, punta con relieve
K7-5816	22Ga	0,3 mm ovalado
K7-5817	22Ga	0,3 mm ovalado, punta con relieve

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante, de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 30 de junio del 2015, rev.2

