


PUNTA DE ASPIRACION PUERTO 0,35mm 21G

REFERENCIA: K7-5810
K7-5811

MARCA: KATENA



Descripción: Punta de aspiración para el mango de aspiración de Katena, con conector tipo macho y puerto lateral de color magenta. Indicada para aspirar restos del córtex después de las intervenciones de facoemulsificación y eliminación del núcleo.

Medidas:

Referencia	Calibre (G)	Puerto (mm)
K7-5810	21	0,35 punta normal
K7-5811	21	0,35 punta rugosa

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 6 de julio del 2015, rev.2