

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ALIO Aspiration Handpiece 20Ga

REFERENCIA: K7-5822

MARCA: KATENA



Descripción: Sistema bimanual de aspiración de 20G, con orificio lateral de 0,3mm de diámetro. Con la punta en forma de bala para facilitar su entrada y orificio de aspiración muy cerca del extremo. Este instrumento se ha diseñado para mantener un equilibrio de fluidos dentro de la cámara anterior, cuando se utiliza el chopper de irrigación con punta de uña (K7-5860) y se aspiran los restos corticales.

Indicada para la cirugía de cataratas de microincisión.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición 6 de julio del 2015, rev. 2