

PUNTA DE IRRIGACIÓN OVAL 0,5mm 21G

REFERENCIA: K7-5839

MARCA: KATENA



Descripción: El sistema de I/A mejora el acceso a todos los cuadrantes de la cápsula durante la extracción del cortex y limpieza de la cápsula. Punta de irrigación de 21g, puerto lateral 0,5mm y de punta ovalada

Medidas: Punta 17 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 08 de Junio de 2016, Rev.1.