

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## PINZA BIPOLAR TIPO RELOJERO RECTA

REFERENCIA: K8-7012

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza bipolar tipo joyero, de puntas rectas. Con aislante.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Medidas: Largo total 11,5 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 7 de julio del 2015, rev. 2*