


PINZA BIPOLAR TIPO McPHERSON ANGULADA

REFERENCIA: K8-7021

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza bipolar tipo McPherson con puntas ligeramente romas, anguladas.

Medidas: Longitud de las puntas romas 0,5 cm. Longitud total del instrumento 11cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 7 de julio del 2015, rev.2