

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## CAJA DE ESTERILIZACIÓN

REFERENCIA: K9-2018

MARCA: KATENA



Descripción: Caja de plástico para esterilización con manta de silicona. Ideal para proteger el instrumental de microcirugía durante la esterilización y/o el almacenamiento. La Tapa y la manta están perforadas para una mejor penetración del vapor.

Medidas: 195x60x25mm

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 abril 2010, rev. 1