

## CAJA ESTERILIZACION C/MANTA SILICONA 160x70x25mm

**REFERENCIA:** K9-2020  
**MARCA:** KATENA



Descripción: Caja para esterilización con malla de silicona. Totalmente autoclavable, tanto la base de la caja como la tapa y la malla están perforadas para que el vapor penetre a través.

Tiene un volumen útil, para tres piezas de instrumental de microcirugía.

Medidas: 160x70x25mm.

Material: Fabricado en plástico reforzado, malla de silicona. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 13 de Febrero del 2018, Rev.1.*