


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## Caja para Esterilización

REFERENCIA: K9-2025

MARCA: KATENA



Descripción: Caja de plástico autoclavable, con manta de silicona perforada para facilitar la penetración del vapor de agua al esterilizar el instrumental. Con capacidad para 4-6 piezas.

Dimensiones 200x110x25 mm.

Material: Caja de plástico y manta de Silicona.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 7 de julio de 2015, rev. 2*

