


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CAJA ESTERILIZACIÓN LARGA CON MANTA DE SILICONA

REFERENCIA: K9-2030

MARCA: KATENA



Descripción: Caja de plástico larga para esterilización, con manta de silicona. Tapa y manta perforada para una mejor penetración del vapor. La capacidad de instrumental es de 10-15 piezas.

Material: Plástico

Medidas: 265x160x25mm

Presentación: 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 7 de Julio del 2015 rev. 3

