

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CAJA ESTERILIZACIÓN 2 PISOS CON MANTAS DE SILICONA

REFERENCIA: K9-2040

MARCA: KATENA



Descripción: Caja de esterilización de dos pisos, fabricadas en plástico autoclavable. Incluye bandeja extraíble y dos mantas de silicona.

La base, tapa, bandeja y mantas están perforadas para la penetración del vapor.

Medidas: Largo total 26,5 cm. / Ancho total 16 cm/ Altura total 2,5 cm

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 7 de julio del 2015, rev. 2