


CAJA ESTERILIZACION INOXIDABLE COMPLETA 320x220x20mm

REFERENCIA: K9-2200
MARCA: KATENA



Descripción: Caja de esterilización de acero inoxidable. La tapa, la base y la manta de silicona están perforadas, para permitir la óptima penetración del vapor.

Incluye: 2 esteras de silicona, espacios de rejillas (racks) para 4 cánulas y para 4 cuchilletos o ganchos delicados.

Medidas: 320x220x20mm.

Material: Base fabricada en acero inoxidable y estera de silicona. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 05 de marzo del 2015, Rev. 1.