


SOPORTE PARA INSTRUMENTAL

REFERENCIA: **K9-2355**
MARCA: **KATENA**



Descripción: Bandeja instrumental de aluminio anodizado. Sujeta y protege instrumental delicado, como ganchos, manipuladores y cánulas. Se adapta a la bandeja superior o inferior de la caja de esterilización de doble nivel **ref. K9-2350**.

Puede acomodar 5 cánulas, 6 ganchos o manipuladores, etc.

Medidas: 325x265x42mm.

Material: Fabricado en aluminio anodizado de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de Enero del 2017, Rev. 1.