

BALÓN DE HONNAN

REFERENCIA: **K9-8410**

MARCA: **KATENA**



Descripción: Reductor de la presión intraocular con válvula de vacío, para cirugía de catarata. Se entrega con un Sujeta Balón de Honnan que permite la fijación del Balón a la cabeza del paciente (ref.K9-8411)

Accesorios:

- Sujeta Balón de Honnan, reutilizable, presentación unitaria. Contiene látex.
Ref. **K9-8411**.
- Katena ofrece otro sujeta Balón de Honnan desechable y sin látex, en cajas de 12 unidades, ref. **K9-8412**.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de febrero del 2015, Rev.2