

TONÓMETRO SCHIOTZ CON CALIBRACION REUTILIZABLE

REFERENCIA: K9-8500

MARCA: KATENA



Descripción: Tonómetro ocular de alta precisión, según el concepto desarrollado por el profesor Schiötz, para medición de la presión intraocular, con certificado de calibración. Incluye tres pesas (5,5g, 7,5g y 10g) y una tabla de conversión. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 29 de octubre de 2015, Rev.1.