

RETRACTOR DE IRIS DESECHABLE - 2 SETS DE 5 UDS.

REFERENCIA: KA-D4176-2
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Retractor de iris para cirugía de cataratas. El gancho flexible permite retraer el iris sin dañar el tejido. Incluye cuchillete desechable.

Material: Gancho flexible de polipropileno de color azul con cincha de silicona no traumática. Estéril, desechable.

Presentación: Caja de 2 sets de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 3 de noviembre de 2016, Rev.2.