

PINCEL DE TANO 20G

REFERENCIA: KA-DV1014-20

MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Pincel de Tano de 20G con punta Black Silicone súper fina, recubierta de polvo de diamante negro que permite una mejor visualización y control sobre la retina. Incorpora un T-Tube deslizante para inserción a través de trocar.

Medidas: 20G.

Presentación: Cajas de 5 unidades estériles.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 2274 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 2 de mayo del 2017, Rev.1