

PINCEL DE TANO 23G

REFERENCIA: KA-DV1014-23

MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Pincel de Tano de 23G con punta Black Silicone súper fina, recubierta de polvo de diamante negro que permite una mejor visualización y control sobre la retina. Incorpora un T-Tube deslizante para inserción a través de trocar.

Medidas: Longitud de la punta de 39-40mm hasta la T-tube, 23G.

Material: Mango fabricado en Denril (polioximetileno), punta en acero inoxidable y silicona negra recubierta de polvo de diamante.

Presentación: Cajas de 5 unidades estériles.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 2274 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 29 de febrero del 2016, Rev.1