

PINZA MORRIS CON PUNTA DE AGARRE DEX 23G

REFERENCIA: KA-DVF4010-23

MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Pinza Morris con punta de agarre final totalmente desechable, con diseño ergonómico y mango con sistema de rotación 360°.

Medidas: 23G.

Presentación: Cajas de 5 unidades estériles.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de abril del 2016, Rev.1