

PINZA DE MACULORREXIS 23G DEX

REFERENCIA: KA-DVF4019-23
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Pinza de maculorrexis desechables de 23G, muy finas con plataformas pequeñas para agarrar las membranas.

Medidas: 23G

Presentación: Caja de 5 unidades estériles.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 24 de febrero de 2016, Rev.1.