

PINZA DEX MACULORHEXIS 25G

REFERENCIA: KA-DVF4019-25
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Pinza de maculorhexis desechable, con plataformas pequeñas y muy finas para agarrar las membranas. Estéril.

Material: Mango de plástico y nylon. Punta de acero inoxidable grado médico.

Medidas: 25G

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 16 de junio de 2016, Rev.1.