

## TIJERAS DEX CURVAS HORIZONTALES 23G

REFERENCIA: KA-DVS5006-23  
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Tijera horizontal curva de 23G para cirugía de retina. Diseño que permite minimizar el “efecto taconazo” (o de retroceso) y posibles contactos con la retina. Las dos hojas se mueven a la vez, para evitar el desplazamiento del tejido al cortar.

Material: Mahngo de plástico y nylon. Punta de acero inoxidable grado médico. Estéril, desechable.

Medidas: 23G

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 16 de junio de 2016, Rev. 1.*