

TIJERAS DEX CURVAS HORIZONTALES 25G

REFERENCIA: KA-DVS5006-25
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Tijera horizontal curva de 25G para cirugía de retina. Diseño que permite minimizar el “efecto taconazo” (o de retroceso) y posibles contactos con la retina. Las dos hojas se mueven a la vez, para evitar el desplazamiento del tejido al cortar.

Material: Mango de plástico y nylon. Punta de acero inoxidable grado médico. Estéril, desechable.

Medidas: 25Ga.

Presentación: Caja de 5 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 06 de Marzo de 2017, Rev. 1.