

SONDA LASER RECTA 23G ALCON/COHERENT

REFERENCIA: KA-V6000-23B
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Sonda de láser recta y rígida indicada para fotocoagulación retinal. Compatible con equipos Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905/Synergetics®.

Medida: 23Ga.

Material: Estéril. Desechable.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 29 de Marzo de 2017, Rev.1.