

SONDA LASER RECTA 25G ALCON/COHERENT

REFERENCIA: KA-V6000-25B
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Sonda de láser recta y rígida indicada para fotocoagulación retinal. Compatible con equipos Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905/Synergetics®.

Medida: Longitud de la punta de 32mm, 25Ga.

Material: Mango fabricado en Denril (polieximetileno), punta de acero inoxidable 604. Estéril y desechable.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 20 de abril de 2016, Rev.1.