


SONDA LASER AHUSADA FLEXIBLE 23G

REFERENCIA: KA-V6100-23B
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Sonda de láser ahusada y flexible, indicada para fotocoagulación retiniana. Compatible con equipos Alcon[®]/Coherent[®]/Zeiss[®]/Ellex[®]/SMA905.

Medida: 23Ga.

Material: Estéril. Desechable.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 06 de Marzo de 2017, Rev.1.