

SONDA LASER AHUSADA FLEXIBLE 27G

REFERENCIA: KA-V6100-27B

MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Sonda láser flexible de curva cónica indicada para cirugía vitreoretiniana. Compatible con equipos Alcon[®]/Coherent[®]/Zeiss[®]/Ellex[®]/SMA905/Synergetics[®].

Medida: 27Ga.

Material: Estéril. Desechable.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 8 de agosto de 2016, Rev.1.