

## SONDA LASER CURVA 20G

REFERENCIA: KA-V6105-20A  
MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Sonda de láser curva indicada para fotocoagulación retinal. Compatible con equipos Iridex®.

Medida: 20Ga.

Material: Estéril. Desechable.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 14 de julio del 2017, Rev.1.*